


心電図・血圧測定システム

●循環器科 ●内科 ●麻酔科



- 主要な生体パラメータである心電図と血圧を動物から記録・解析
- 直腸温のモニタリング (+ 体温保持装置オプション)
- マウス、ラット、モルモット、ネコ、ウサギ、イヌ、サルなどあらゆる動物に対応可。



PowerLab



BPアンプ



バイオアンプ



体温保持装置

システム構成例

心電図・血圧測定システム

ML866/P PowerLab4/30 ChartPro付、ML132 バイオアンプ、ML117 BPアンプ、ポリエチレンチューブ、コンピュータ(Windows)

心電図・血圧測定システム + 体温保持装置

ML866/P PowerLab4/30 ChartPro付、ML132 バイオアンプ、ML117 BPアンプ、ポリエチレンチューブ、BWT-100 体温保持装置、コンピュータ(Windows)



データ収録・解析のゴールドスタンダード

※商品の仕様・外観は予告無く変更される場合がございます。



販売元: バイオリサーチセンター株式会社

URL: <http://www.brck.co.jp> ← 製品の詳細はWebサイトで!

□本社 〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F
 □東京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-9-7 RECビル
 □大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第八ビル2F
 □福岡 〒813-6591 福岡市東区多の津1-14-1 FRCKビル6F

TEL: 052-932-6421 FAX: 052-932-6755
 TEL: 03-3861-7021 FAX: 03-3861-7022
 TEL: 06-6305-2130 FAX: 06-6305-2132
 TEL: 092-626-7211 FAX: 092-626-7315