


ERG測定システム

●眼科




- 全視野光刺激により両目のERG(網膜電位)を個別に測定
- 動物用ERG電極はマウス、ラット、ネコ、カニクイザル、ウサギ、イヌなど。サイズ各種有
- ヒト用のシステム構成も可能(研究用途のみ)



PowerLab



バイオアンプ



ガンツフェルドシステム



動物用ERG電極

システム構成例

ERG測定システム

ML846 PowerLab4/26、ML132 バイオアンプ×2、SG-2002ガンツフェルドシステム、マウス用ERG電極×2、針電極、電極台+マンピュレータ、動物用シールドマット、NDフィルター×13、コンピュータ、プリンタ、導入時セットアップ費用



データ収録・解析のゴールドスタンダード

※商品の仕様・外観は予告無く変更される場合がございます。



販売元: バイオリサーチセンター株式会社

URL: <http://www.brck.co.jp> ← 製品の詳細はWebサイトで!

□本社 〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F
□東京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-9-7 RECビル
□大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第八ビル2F
□福岡 〒813-6591 福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル6F

TEL: 052-932-6421 FAX: 052-932-6755
TEL: 03-3861-7021 FAX: 03-3861-7022
TEL: 06-6305-2130 FAX: 06-6305-2132
TEL: 092-626-7211 FAX: 092-626-7315