


SpO₂測定システム

ADINSTRUMENTS

●呼吸器科 ●循環器科 ●内科 ●麻酔科



- 70%~100%のレンジで血中酸素飽和度を測定
- ヒト、および動物(ラット、イヌなど)に対応
- センサーはイヤークリップ/フィンガークリップ/テイルラップ/アニマルクリップの4種類



PowerLab



オキシメータポッド



イヤークリップ



フィンガークリップ



テイルラップ



アニマルクリップ

システム構成例

SpO₂測定システム ヒト用

ML846 PowerLab4/26、ML320/E or F オキシメータポッド
※イヤークリップ(E)かフィンガークリップ(F)かをご指定ください。

SpO₂測定システム 動物用

ML846 PowerLab4/26、ML320/SA or SL オキシメータポッド
※テイルラップ(SA)かアニマルクリップ(SL)かをご指定ください。



PowerLab

データ収録・解析のゴールドスタンダード

※商品の仕様・外観は予告無く変更される場合がございます。



販売元: バイオリサーチセンター株式会社

URL: <http://www.brck.co.jp> ← 製品の詳細はWebサイトで!

□本社 〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F
□東京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-9-7 RECビル
□大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第八ビル2F
□福岡 〒813-6591 福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル6F

TEL: 052-932-6421 FAX: 052-932-6755
TEL: 03-3861-7021 FAX: 03-3861-7022
TEL: 06-6305-2130 FAX: 06-6305-2132
TEL: 092-626-7211 FAX: 092-626-7315